

—ネッパジーン株式会社 & タカラバイオ株式会社コラボレーション企画— タカラバイオ社製「Cas9タンパク質 & sgRNA調製キット」 30%OFF ディスカウントキャンペーン

ネッパジーン社製スーパーエレクトロポレーターNEPA21のデモを実施されるユーザー様限定で、今大注目の、タカラバイオ社製「Cas9タンパク質によるゲノム編集」用試薬を30%OFFの特別価格でご提供します。ぜひNEPA21のデモのときに一緒にお試してください！

「Cas9タンパク質によるゲノム編集」はどうすればいいの？

- ① Cas9タンパク質とsgRNAを用意し、② 予めインキュベーションして複合体(RNP)を形成させ、③ RNPをエレクトロポレーションで目的細胞等に導入する

① Cas9とsgRNAを用意




Cas9タンパク質

+




sgRNA

② Cas9とsgRNAの複合体(RNP)を形成



③ RNPを導入しゲノム編集



細胞(株化、初代、iPS、ES etc.)、組織、受精卵 など...

★★ Cas9タンパク質とsgRNA調製キットの30%OFFキャンペーンを実施します！ ★★

- キャンペーン期間： 2018年1月9日(火)～4月27日(金)ご注文分まで
- キャンペーン対象者： ネッパジーン社製スーパーエレクトロポレーターNEPA21のデモを実施される方
- 対象製品： 下記2製品がキャンペーン対象です

その名の通り、エレクトロポレーションにベストマッチのCas9タンパク質

30%OFF

| 製品コード | 製品名 | 容量 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|--------|--|------------------|---------|----------|
| 632641 | Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready) | 100 µg (3 µg/µl) | ¥25,000 | ¥17,500 |

- ・高濃度で扱いやすく、ゲノム編集効率への影響をとことん考慮した低グリセロールバッファーを使用
- ・核移行シグナル(NLS)付きで効率Good、コストパフォーマンスもGood！

コストパフォーマンスの高い、カンタン操作のオールインワンsgRNA調製キット

30%OFF

| 製品コード | 製品名 | 容量 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|--------|---|-----|----------|----------|
| 632635 | Guide-it™ sgRNA <i>In Vitro</i> Transcription Kit | 50回 | ¥150,000 | ¥105,000 |

- ・PCRと転写反応のシンプルステップで、どなたでも簡単に高収量のsgRNAが調製可能
- ・受託合成に比べ、1ガイドあたりの調製コストは約1/5以下

価格はすべて税別です。

- ご注文方法： 本チラシ裏面の専用発注書に必要事項をご記入いただき、弊社試薬販売店にお渡しください ※1回のデモで、1ユーザー様につき各1キットずつまでとさせていただきます。

「Cas9タンパク質 & sgRNA調製キット 30%OFF」ご購入専用発注書

必要事項をご記入の上、弊社試薬販売店にお渡しください。

※1回のデモで、ご注文は1ユーザー様につき各1キットずつまでとさせていただきます。

期間：2018年4月27日(金)ご注文分まで

| | | | |
|-------------------------------|---------|-------|-------|
| お名前 | | | |
| ご所属 | 大学名、企業名 | 学部、部署 | 学科、所属 |
| ご住所 | | | |
| 電話番号・FAX | TEL | FAX | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文日 | 年 月 日 | | |
| スーパーエレクトロポレーターNEPA21デモ実施(予定)日 | 年 月 日 | | |

弊社がお客様から頂いた個人情報の取扱いについては、外部への流出が無きよう努め、その保護・管理の徹底をはかります。

【ご注文製品】ご注文する製品に☑を付けてください。ご注文は、両方でもいずれか一つでも結構です。

| ご注文製品 | 製品コード | タカラコード | 製品名 | 通常価格 | 特別価格 | 個数 |
|--------------------------|--------|--------|--|----------|----------|----|
| <input type="checkbox"/> | 632641 | Z2641N | Guide-it™ Recombinant Cas9 (Electroporation-Ready) | ¥25,000 | ¥17,500 | 1 |
| <input type="checkbox"/> | 632635 | Z2635N | Guide-it™ sgRNA <i>In Vitro</i> Transcription Kit | ¥150,000 | ¥105,000 | 1 |

表示価格はすべて税別です。

試薬販売店様へのお願い

本発注書をお客様から受け取られましたら、誠にお手数ですが以下の各項目をご記入いただき、弊社受注窓口までFAXしていただきますよう、よろしくお願いいたします。本発注書でのみ受付可能です。(御社の発注書と一緒に送付していただいても結構です。)

会社名: _____ 営業所: _____ ご担当: _____

Tel: _____ Fax: _____

販売店様 ご注文番号: _____

タカラバイオ受注窓口 FAX:077-561-3822 TEL:077-565-6977

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。 ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。 ・本チラシに記載された社名および製品名は、特に記載がなくても各社の商標または登録商標です。 ・ライセンス情報については弊社ウェブサイトにてご確認ください。 ・本チラシ記載の価格は2018年1月9日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

タカラバイオ株式会社

東京支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

関西支店 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <http://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <http://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店